

NÁSTROJE A LABORATORNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOLEČNOSTI IPD

Návod k použití

Nástroje a laboratorní příslušenství společnosti IPD jsou prostředky používané s abutmenty a zubními implantáty. Používají se jako příslušenství a slouží k umístění, úpravě a pomoci při zhotovení zubních protéz mimo jiné obecné úkony prováděné ve všeobecném zubním lékařství zamýšlenými uživateli, zubními technikami, lékaři a zubaři.

Referenční kódy – rámec

Ve všech referenčních kódech IPD je dodržena stejná základní struktura:

IPD/AB-CD-XX/(C/3D)

IPD/ → Běžné pro všechny komerční reference. Vztahuje se ke společnosti IPD 2004 (značka).

A → Představuje značku, se kterou je reference kompatibilní.

B → Představuje implantační systém, se kterým je reference kompatibilní. Druhé písmeno bude vždy záviset na prvním písmenu.

C → Představuje kategorii prostředku nebo produktovou řadu.

D → Představuje platformu kompatibilního implantačního systému.

XX → Tyto dva číselné znaky představují další vlastnosti prostředku. Závisí na kategorii prostředku.

(/C nebo /3D) → Reference může obsahovat další alfanumerické kódy na konci a poskytovat tak další informace o vlastnostech prostředku.

Model produktu	Kód produktu IPD/AB-CD-XX	Popis IPD/AB-CD-XX	Základní UDI-DI
AN	IPD/AB-AD-XX	Analog. Pro základní variantu je XX vždy 00, pokud se nejedná o specifické varianty systému.	8435566615BX
AND3D	IPD/AB-AD-XX/3D	Digitální analog. Pro základní variantu je XX vždy 00, pokud se nejedná o specifické varianty systému.	8435566616BZ
CA	IPD/AB-RD nebo HD-XX	Spalitelný produkt. Pro základní variantu je XX vždy 00, pokud se nejedná o specifické varianty systému. R značí rotační abutmenty a H značí antirotační abutmenty.	8435566614BV
AINC3D	IPD/KB-ID-XX	Řezací šablona. Písmeno K na začátku znamená, že se jedná o příslušenství. Znaky XX zde budou obsahovat výšku řezací šablony (35/50/65).	8435566621BS
TI	IPD/AB-CD-XX	Otiskovací kapna. XX je 00 pro kapnu pro otevřenou lžici a 01 pro kapnu pro zavřenou lžici.	8435566609C4
TTI	IPD/AB-TD-XX/C	Šroub otiskovací kapny. Pro základní variantu je XX vždy 00, pokud se nejedná o specifické varianty systému.	8435566617C3
SCTR	IPD/AB-SR-11	Scan Transfer: Unikátní reference pro systém Multi-unit.	8435566618C5
SC3D	IPD/AB-SD-XX nebo IPD/AB-SD-XX/3D	Skenovací abutment. Kombinace písmen XX má 3 možné varianty: 00 pro 10mm antirotační abutmenty; 01 pro 10mm rotační abutmenty a 02 pro 15mm antirotační abutmenty.	8435566608C2
SC			
SCH			
LL	IPD/KT-DI nebo MC nebo ML-XX	Šroubováky a zubní špičky, a NOSIČ PSD. V kódech pro zubní špičky nejsou dodržena obecná kritéria. První 4 písmena vždy představují typ šroubováku. Znaky XX představují délku šroubováku (18/25/32). První kombinace písmen představuje následující produkty: P pro zubní špičky; MC/ML pro rukojeti; DI pro dynamické šroubováky nebo příslušenství; KT pro soupravy šroubováků a KA pro zubní špičky TPA.	8435566622BU
	IPD/KA-CT-XX		
	IPD/KA-CI-09		
	IPD/DI-CD-XX		
	IPD/LL-PS-XX		
	IPD/LL-AB-XX		
	IPD/PB-CD-XX		
	IPD/MC-00-16		
	IPD/ML-00-70		
	IPD/KA-CL-14		
STD3D	IPD/KX-ST-XX	Stump Die 3D. Rozsah katalogových odkazů se vztahuje k různým součástem (KA-ST-XX) (tělo 3D zápustky (-01), boční šroub (-02) nebo spodní šroub (-03) a jejich kombinace (KT-ST-XX): tělo + 2 šrouby: (-00) a tělo + 2 šrouby x10 (-10))	8435566624BY

Informace o kompatibilitě

Nástroje a laboratorní příslušenství společnosti IPD se používají v široké škále implantačních systémů. Tabulka níže popisuje skupiny kompatibilních systémů a typ produktů IPD podle jejich kódů. Vlastnosti produktů a jejich kompatibilní součásti jsou šířěji uvedeny v katalogu produktů. Máte-li nějaké otázky, neváhejte kontaktovat společnost IPD (info@ipd2004.com).

Série IPD	Implantační systémy	Průměr platformy	AN/AND3D	CA	TI	TTI	SC3D
AA	Nobel Biocare® Brånemark System®	3,5	•			•	•
		4,1	•	•	•	•	•
		5,1	•	•	•	•	•
AC	Nobel Biocare® Replace Select	3,5	•		•	•	•
		4,3	•	•	•	•	•
		5,0	•	•	•	•	•
AD	Nobel Biocare® Nobel Active	3,0	•		•		•
		3,5	•			•	•

		4,3	•	•		•	•
AD	JD Icon®	4,3	•	•		•	•
BA	Biomet 3i® Externa	3,4	•			•	•
		4,1	•	•	•	•	•
BB	Biomet 3i® Certain®	5,0	•	•		•	•
		3,4	•			•	•
		4,1	•	•	•	•	•
CB	Klockner® SK2 – NK2	5,0	•	•		•	•
		4,2	•	•		•	•
CA	Klockner® SK2 – NK2	4,2	•	•		•	•
CB	Klockner® Essential Cone®	4,5	•	•		•	•
CC	Klockner® KL™	3,5	•			•	•
		4,1	•	•		•	•
		5,1	•	•		•	•
CD	Klockner® Vega®	3,5	•			•	•
		4,0	•		•	•	•
		4,5			•	•	•
		4,8 RN	•(1)	•(2)		•	•
DA	Straumann® Tissue Level	6,5 WN	•			•	•
DA	JD Octa®	4,8 RN	•	•		•	•
		6,5 WN	•			•	•
DB	Straumann® Bone Level	3,3	•			•	•
DC	Straumann® BLX	4,1	•	•		•	•
		RB	•			•	•
DD	Straumann® SRA	WB				•	•
EA	Astra® Osseospeed TX™	3,3	•			•	•
		4,6	•			•	•
		3,0	•		•	•	•
		3,5–4,0	•	•		•	•
EB	Astra® Evolution®	4,5–5,0	•	•		•	•
		3,6	•			•	•
FA	Zimmer® Screw Vent®	4,2	•			•	•
		3,5	•	•	•	•	•
		4,5	•	•		•	•
FB	JD Evolution Plus +	5,7	•	•	•	•	•
FA	JD Evolution Plus +	3,7	•			•	•
FB	Zimmer® Swissplus®	4,8	•	•(2)		•	•
FC	Zimmer® Eztec®	3,1	•			•	•
GA	BTI® Externa	3,5	•		•	•	•
		4,1	•	•	•	•	•
		5,5	•(3)	•		•	•
GB	BTI® Interna	4,1	•	•		•	•
GC	BTI® Multi-im	5,5	•(3)	•		•	•
HA	Microdent® System	4,1	•			•	•
		3,5	•(3)	•		•	•
		4,2	•(3)	•		•	•
HB	Microdent® Universal™	5,1	•(3)	•		•	•
		3,5	•(3)	•	•	•	•
		4,1	•	•	•	•	•
IA	Dentsply® Friadent® Xive®	5,1	•	•		•	•
		3,4	•			•	•
		3,8	•	•		•	•
IB	Dentsply® Ankylos®	4,5	•(3)	•		•	•
JA	Camlog® Camlog® Implant System	C/X	•		•	•	•
		3,3	•			•	•
		3,8	•			•	•
JB	Camlog® Conelog®	4,3	•			•	•
		3,3	•			•	•
		3,8	•			•	•
LB	Biohorizons® Tapered Internal	4,3	•			•	•
		3,0	•			•	•
		3,5	•	•		•	•
		4,5	•	•		•	•
MA	Swedden & Martina® Outlink®	5,7	•	•	•	•	•
		3,3	•			•	•
		4,1	•	•	•	•	•
MB	Swedden & Martina® Premium™ Kohn®	5,0	•	•	•	•	•
		3,3	•			•	•
		3,8	•	•		•	•
		4,25	•	•		•	•
NA	Phibo® TSH®	5,0	•(3)	•		•	•
		S2	•	•		•	•
		S3–S4	•	•	•	•	•
OB	Osstem Implant® TSIII	S5	•			•	•
		3,5	•			•	•
		4,0	•			•	•
QB	Biotech® Dental Kontakt®	RP	•			•	•

RA	Neodent® He	3,5	•		•	•
		4,1	•		•	•
		5,0	•		•	•
RB	Neodent® Grand Morse™ GM	GM	•		•	•
SB	Bego® Semados® SC/RS	3,25/3,75	•		•	•
		4,1	•		•	•
		4,5	•		•	•
TA	MIS® Seven®	NP	•		•	•
		SP	•	•	•	•
		WP	•	•	•	•
TB	MIS® C1/V3	Standard	•		•	•
UB	DIO® UFI	NP	•		•	•
		RP	•		•	•
WA	Megagen® Anyone®	RP	•		•	•
WB	Megagen® Anyridge®	4,0	•		•	•
WB	JD Icon Plus®	4,0	•		•	•
XA	Dentium® Implantium® / Superline™	RP	•		•	•
YB	Medentis® ICX	RP	•		•	•
1A	Global D Inkone	RP	•		•	•
2A	Anthogyr® Axiom® BL	RP	•		•	•

(01) Digitální analog, Ø platformy 4,8 (RN), pro synOcta® není dostupný.

(02) Spalitelný produkt je také dostupný pro spojení synOcta®.

(03) Digitální analog není dostupný.

Nezapomínejte, že systémy, které jsou uvedené v tomto návodu k použití, nemusí být dostupné na všech trzích. Máte-li zájem o více informací, kontaktujte společnost IPD 2004 nebo svého distributora.

Materiály

Seznam materiálů a kategorie prostředku:

Model produktu	Kategorie produktů	Materiál
AN/AND3D CA	Analogy / digitální analogy	Nerezová ocel AISI 303
	Spalitelné produkty	POM C
LL	Šroubováky a zubní špičky, a NOSIČ PSD	Nerezová ocel AISI 303 Nerezová ocel ASTM F899 Titan ISO 5832-3 POM C
AINC3D	Řezací šablony	Nerezová ocel ASTM F899
TI	Otiskovací kapna	Titan ISO 5832-3 + anodizováno
TTI	Šrouby otiskovací kapny	Titan ISO 5832-3
SC3D		Titan ISO 5832-3 + TIN+ PEEK
SC/SCH	Skenovací abutment	PEEK
CTR	Scan Transfer	Titan ISO 5832-3 (pískováno)
STD3D	Stump Die 3D	Nerezová ocel AISI 303

Kontraindikace, varování a bezpečnostní opatření

Protetické a laboratorní produkty smí používat pouze odborníci s dostatečnými zkušenostmi. Techniky protetického restaurování požadované ke správnému používání těchto produktů jsou specializované a komplexní. Použití neodpovídající techniky může vést k poškození protězy. Pečlivě si přečtěte všechny informace obsažené v tomto návodu k použití.

Kontraindikace

Produkty dodávané společností Implant Protesis Dental 2004 S.L. jsou určeny k profesionálnímu použití (zubními technikami, lékaři a zubaři).

Všechny materiály používané k výrobě protetických a laboratorních součástí IPD odpovídají, co se týče typu a délky kontaktu, svému určenému použití. U některých pacientů se však mohou vyskytnout alergické reakce nebo hypersenzitivita na některé z těchto materiálů nebo součástí. Proto společnost IPD nedoporučuje produkty používat u pacientů, kteří mají anamnézu alergie nebo přecitlivělosti. Podrobnější informace najdete v části „Materiály“, kde jsou popsány materiály použité při výrobě různých protetických součástí.

Používání laboratorních prostředků v klinickém prostředí je kontraindikováno.

Varování

Věnujte pozornost informacím na etiketě. Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen obal.

Produkty společnosti Implant Protesis Dental 2004 S.L. se prodávají nesterilní. Více informací najdete v části „Sterilizace“ v návodu k použití. Použití nesterilních prostředků může vést k infekcím tkáně nebo onemocněním.

Jakékoli závažné příhody související s produktem musí být hlášeny společnosti IPD prostřednictvím e-mailu info@ipd2004.com a příslušnému orgánu státu, ve kterém se uživatel nebo pacient nachází.

Všechny opětovně použitelné produkty se musí před použitím a po něm vyčistit a dezinfikovat v souladu s vnitřními postupy dané organizace. Produkty používané na klinice, které jsou používány opakovaně, se musí před použitím vysterilizovat.

Pokud došlo ke zhoršení mechanických vlastností opakovaně použitelných prostředků v důsledku používání a nelze zaručit jejich správnou funkci, společnost IPD je doporučuje vyměnit. Analogy, spalitelné produkty a otiskovací kapny a šrouby jsou produkty na jedno použití.

Vždy používejte doporučený točivý moment v souladu s konkrétními pokyny vybraného prostředku.

Bezpečnostní opatření

Nevyímejte prostředek z původního obalu až do jeho bezprostředního použití.

Společnost IPD doporučuje provést nezbytná preventivní opatření, aby nevzniklo riziko vdechnutí nebo polknutí prostředků během jejich orálního používání.

Produkt zlikvidujte bezpečně v souladu s postupem stanoveným interními nařízeními vašeho zařízení. Zbytek materiálů zlikvidujte společně s komunálním odpadem.

Sterilizace

Všechny prostředky IPD se dodávají NESTERILNÍ. Společnost IPD doporučuje prostředek před použitím sterilizovat v předvakuumovém autoklávu při teplotě 121 °C po dobu 15 minut nebo při teplotě 132 °C po dobu 4 minut. Před použitím ho poté nechte nezbytnou dobu oschnout.

Společnost IPD doporučuje používat systém, blistr nebo obal, který umožňuje provedení plánovaného sterilizačního cyklu pro prostředek a zachovává sterilitu.

Prostředky na jedno použití nepoužívejte opětovně. Opakované použití a resterilizace těchto produktů může způsobit zhoršení jejich mechanických vlastností nebo změnu rozměrů, které mohou vést k neúspěchu protetického restaurování, což přispívá k rizikům infekce nebo zhoršení zdravotního stavu pacienta.

Skladování a manipulace

Prostředky IPD nevyžadují zvláštní skladovací podmínky. Společnost IPD je doporučuje skladovat a manipulovat s nimi při okolní teplotě a vlhkosti.

SPECIFICKÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Analogy / digitální analogy

Analogy se používají k simulaci polohy, směru a připojení implantátu a následně k usnadnění výroby zubních protéz v laboratoři. Při použití běžného analogu musíte zajistit správnou antirotační fixaci. Při použití digitálního analogu musíte ověřit správné připevnění analogu k formě pomocí dodaných axiálních a transverzálních šroubů. Před upevněním zkontrolujte kompatibilitu připojení, co se týče typu a velikosti mezi analogem a protézou. Nepoužívejte opětovně v případě analogů pro plastové modely.

Postup k používání analogů souvisí s postupem sejmутí otisků.

Digitální analog se používá při tvorbě digitálního modelu prostřednictvím intraorálního skenování. Po vytvoření modelu pomocí knihoven IPD doporučujeme postupovat podle návodu k použití níže:

1. Vložte digitální analog do modelu a lehce jím otáčejte, dokud nezapadne do správné polohy.
2. Umístěte transverzální šroub (dlouhý) a zašroubujte ho. Ujistěte se, že není příliš utažený.
3. Umístěte spodní šroub (krátký) a zašroubujte ho, dokud nebude správně upevněn.
4. Dotáhněte transverzální šroub, dokud nebude analog zcela zajištěn.
5. V případě, že je použit artikulátor a transverzální šroub mu překáží, lze použít namísto dlouhého šroubu krátký.
6. Po dokončení práce vyčistěte a vydezinfikujte analog v souladu s běžnými laboratorními postupy. Pokud zjistíte opotřebení nebo vady, analog odstraňte, aby nemohl být znovu použit.

Spalitelné produkty

Spalitelné produkty se používají k přípravě zubních protéz technikou odlévání v laboratoři. Nezanechávají zbytky. Nepoužívejte opětovně. Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

- Točivý moment aplikujte opatrně, aby nedošlo k deformaci.
- Navrhnete odlévané kusy ve velikostech a tvarech, aby vyplnily dutiny a nedošlo k tvorbě bublin.
- V komplexních modelech použijte pro odlévané kusy tekuté materiály.

Postup:

1. Umístěte spalitelný abutment do pracovního modelu přes analog. Zašroubujte ho do analogu s odpovídajícím šroubem a zubní špičkou v souladu s pracovním systémem. Neaplikujte točivý moment větší než 8–10 Ncm.
2. Povoskujte spalitelný produkt a vytvořte stejný tvar restaurovaného kusu v malém měřítku. Dodržeťte obvyklá kritéria týkající se tloušťky voskové a protetické oblasti pro keramický potah.
3. Proveďte přelíti v souladu se standardními technikami. Proveďte test s kovovou strukturou v modelu nebo v ústech pacienta a v případě potřeby upravte.
4. Aplikujte keramický potah v souladu s obvyklou technikou.
5. Umístěte korunku na implantát a upevněte odpovídajícím šroubem. Neaplikujte točivý moment větší než 20–25 Ncm nebo uvedený na etiketě.

Upozornění: Techniky přehánění zahrnují vysoké teploty. Chraňte se vhodným způsobem, abyste se nepopálili.

Řezací šablony

Řezací šablony se používají k úpravě výšky báze Ti (rozhraní) v laboratoři. Jsou dostupné ve 3 výškách (6,5, 5 a 3,5 mm) s oknem pro angulaci. Jsou také k dispozici pro jednotlivé jednotkové a multijednotkové rozhraní. Nejsou kompatibilní navzájem. Mají transverzální upevňovací šroub k zajištění šablony k rozhraní a usnadnění řezání.

Postup:

1. Připevněte rozhraní k analogu kvůli snazšímu uchopení během řezání.
2. Zvolte správnou řezací šablonu v souladu s řezaným rozhraním. Laserová značka na řezací šabloně označuje platformu, typ nastavení a výšku řezání.
3. Vložte řezací šablonu do rozhraní, aby byly správně spojeny. Připevněte transverzálním šroubem.
4. Seřízněte v požadované výšce pomocí kotoučové frézy (doporučeno). Řeže co nejbližší k horní ploše řezací šablony, abyste se vyhnuli problémům s připojením protězy.
5. Vytvořte řez angulačního okna pomocí homogenního frézování bez otřepů a ostrých hran, které by mohly znesnadnit pozdější vložení korunky.
6. Doporučuje se vyleštit řezané oblasti, aby byly odstraněny otěpy a nemusely se zbytečně provádět další řezy.
7. Odstraňte šroub a řezací šablonu a oddělte je od analogu.

Varování: Při řezání doporučujeme použít rukavice a brýle, aby se zabránilo možnému poranění očí a rukou.

Otiskovací kapna

Používá se při technice otevřeného nebo zavřeného lžice k přenosu intraorální polohy implantátu do laboratorního modelu. Před použitím se ujistěte, že místo připojení implantátu je čisté. Jakékoli zbytky

	DUTÝ ŠROUB	-	26
	TPA	-	18/25/32

Varování: Zubní špičky se mohou zlomit v důsledku použití nadměrného točivého momentu nebo opotřebením nepřetržitým používáním. Společnost IPD doporučuje dodržovat pokyny týkající se doporučeného točivého momentu uvedeného na etiketách nebo webových stránkách. Podobně společnost IPD doporučuje vyměnit prostředky, jsou-li na nich zjištěny patrné známky opotřebení.

Varování: Společnost IPD doporučuje ověřit správnou montáž špičky v rukojeti, aby bylo zajištěno, že špička v rukojeti drží. Špatná montáž může vést k problémům s udržení špičky, které mohou způsobit spadnutí špičky do ústní dutiny nebo zlomení špičky.

NOSIČ PSD

NOSIČ PSD je multifunkční příslušenství určené výhradně pro abutmenty PSD, který lze použít jako nosič, jako otiskovací nástavec a jako skenovací abutment jak na klinice, tak v laboratoři.

Poznámka: Případné konzultace týkající se PSD a jejich držáků naleznete v návodech k použití abutmentů a příslušenství.

Varování: Společnost IPD doporučuje ověřit správnou montáž zařízení, aby bylo zajištěno řádné upevnění. Špatná montáž může způsobit nedostatečnou retenci, což může vést k pádu zařízení na ústní dutinu.

Varování: Společnost IPD doporučuje provést nezbytná preventivní opatření, aby se zabránilo riziku vdechnutí nebo požití výrobků při jejich používání v ústech.

Varování: Nedoporučuje se opakovaně používat zařízení bez ohledu na jeho použití, protože nelze zajistit správné spojení s abutmentem.

Použití jako nosič

Nosič PSD lze použít k umístění abutmentu PSD na požadované místo v ústech pacienta. Vyměňte nosič PSD z blistru a nasadte jej na hlavu PSD, přičemž dbejte na to, aby nespádl. Umístěte jej na patřičné místo, prvotní zašroubování je usnadněno díky vroubkované rukojeti nosiče PSD. Lze jej snadno odstranit mírným pohybem do strany.

Použití jako otiskovací nástavec

Ať už v otevřeném nebo uzavřeném otiskovací lžici, pro přenos polohy abutmentu PSD z intraorální polohy na laboratorní model. Před vložením do úst nařizujete nosič na pevném a suchém místě, abyste bezpečně prožili retenční oblast. Ujistěte se, že je hlava PSD čistá. Jakákoli rezidua by mohla ovlivnit zadní zarovnaní protězy. Po umístění nosiče a ověření jeho správného usazení umístěte otiskovací lžici, podle potřeby s otvory nebo bez nich. Před pořízením otisku lze nosič zafixovat akrylovou pryskyřicí umístěnou na dentální nitě mezi sobě jdoucími PSD. Po ztuhnutí vymějte lžici.

Otevřený protetický postup:

- Pokud je otisk pořízen po uplynutí doby hojení, odstraňte chirurgický šroub nebo hojící se abutment. Umístěte PSD pomocí nosiče PSD, vyměňte nosič a utáhněte abutment PSD příslušným šroubovákem IPD a točivým momentem doporučeným na štítku.
- Nosič prořízněte v doporučené oblasti pro použití jako nástavce (viz obrázek vpravo), vždy mimo ústa pacienta. Nasadte nosič na hlavu PSD a ujistěte se, že správně sedí.

Varování: Neřežte nosič PSD pro použití jako otiskovací nástavce v ústní dutině.

- Ověřte si, zda je v ústech umístěna lžice na míru a zda její stěny pokrývají celou výšku náhrady.
- Vstříknete přesný otiskovací materiál kolem nosiče/nástavce a výsuvné části PSD.
- Naplníte otiskovací lžici tvrdším tiskovým materiálem po celém oblouku. Poté lžici umístěte na místo a počekejte na vytvrzení, jak je uvedeno v návodu k použití od výrobce. Vymějte lžici: nástavec musí být zapuštěn do otisku.

Varování: Pokud se nástavec pohybuje nebo je mírně uvolněný, je třeba otisk sejmut znovu.

- Umístěte analog PSD do nástavce.
- Vytvořte model podle běžných laboratorních postupů.

Uzavřený protetický postup:

V případě otisků s uzavřenou lžicí je třeba postupovat stejně jako u otisků s otevřenou lžicí, ale s tím rozdílem, že lžice nemá otvory, protože otiskovací nástavec nesmí vyčnívat a otiskem není přetažen. Po sejmutí otisku je třeba odstranit nástavec, namontovat jej na analog PSD a znovu jej umístit do otisku.

Použití jako skenovací abutment

Po vyřízení retenční zóny (viz obrázek vpravo) je možné použití nosiče PSD jako skenovacího abutmentu pro PSD založeného na specifických knihovnách CAD. Slouží k určení polohy PSD nebo analogu v hlavním modelu nebo v ústech pacienta pomocí laboratorního nebo intraorálního 3D skeneru. Před použitím se ujistěte, že je sedlo PSD čisté. Jakákoli rezidua by mohla ovlivnit zadní zarovnaní protězy. Utáhněte PSD točivým momentem doporučeným na štítku a nasadte skenovací abutment PSD, zajistěte přitom jeho správné nastavení. Výrobek, který nelze používat opakovaně.

Tento výrobek lze použít s knihovnami CAD pro PSD. Můžete si je vyžádat na tomto odkazu: <https://ipd2004.com/es/descargas>

Klinický postup:

S abutmentem PSD již umístěným v ústech pacienta a s nosičem/skenovacím abutmentem vyříznutým v doporučené oblasti:

Varování: Neřežte nosič PSD pro jeho použití jako skenovacího abutmentu v ústní dutině.

- Před skenováním je třeba zajistit správné usazení nosiče/skenovacího abutmentu.
- Povrch musí být před skenováním čistý a zbavený mastnoty.
- Skenujte podle parametrů doporučených výrobcem v závislosti na charakteristikách dané úlohy.

Stump Die 3D

Stump die 3D slouží jako pomůcka při polohování a orientaci zubu v odnímatelném 3D modelu, a v důsledku toho i jako pomůcka při výrobě zubní protězy v laboratoři. Pomocí příslušných osových a příčných šroubů si během použití ověřte správné usazení těla formy na otisk pahýlu, a rovněž správné upevnění formy pahýlu v modelu.

Stump Die 3D se používá při vytváření digitálního modelu jak pomocí intraorálního skenování, tak s využitím stolního skeneru. Pro digitální návrh a umístění formy pahýlu v 3D modelu je vyžadován softwarový balíček ModelPro.

Jakmile byl digitální model pomocí softwaru ModelPro vytvořen, je třeba dodržovat následující pokyny k použití:

- Vsuňte tělo formy pahýlu do 3D otisku pahýlu a zajistěte, aby bylo správně umístěno.
Výstraha: doporučujeme řádnou údržbu 3D tiskárny.
- Vložte tělo formy pahýlu a otisk pahýlu do 3D digitálního modelu.
- Nasadte příčný (dlouhý) šroub a utáhněte jej, nikoli však příliš.
- Nasadte spodní (krátký) šroub a utahujte jej, dokud nebude správně upevněn.
- Plně dotáhněte příčný šroub, dokud nebude stump die 3d zcela blokováno.
Poznámka: Pokud příčný šroub překáží v použití artikulátoru, lze místo něj použít krátký šroub.
- Po dokončení práce vše vyčistěte a vydezinfikujte pomocí běžných laboratorních postupů. Pokud na těle formy pahýlu zpozorujete vady nebo opotřebení, odmontujte ji, aby ji nebylo možné znovu použít.

Seznam symbolů

	Datum výroby		Kód dávky		Viz návod k použití
	Výrobce		Značka CE		Jen k profesionálnímu použití
	Jedinečný identifikátor prostředku		Tento produkt je zdravotnický prostředek.	Federální zákon USA omezuje prodej tohoto prostředku na stomatologického odborníka nebo na jeho objednávku.	
	Katalogové číslo		Nepoužívejte opakovaně		
	Číslo modelu		Nepoužívejte , pokud je obal poškozen		
Symboly IPD					
	Doporučený točivý moment (Ncm)		Unigrip		Hvězdicovitý
	Torx		Šestihranný		Hranatý
	Křížový		TPA		PSD



Implant Protesis Dental 2004 S.L.
Carrer Rosa dels Vents, 9-15.
08338. Premià de Dalt
(Barcelona). Španělsko.
Telefon: +34 93 278 84 91.
Webové stránky: www.ipd2004.com
@: info@ipd2004.com



DDT1a – Rev 04 – 08.11.2023