

IMPLANT CARD Návod k použití

DDT1g - rev 1 - 29.11.2022

Kartička implantátu je fyzická forma podpory o rozměrech kreditní karty. Tato kartička implantátu je pro pacienta zdrojem informací nezbytných k zaručení sledovatelnosti implantačních produktů třídy IIb. **Dokud si kartičku implantátu pacient ponechá, bude možné zjistit, jaké implantační součásti jsou umístěny v jeho ústech.**

Zadní stranu značenou červeně vyplňuje společnost IPD nezbytnými údaji, pomocí kterých je možné identifikovat produkt.

Vyplnit je třeba pouze přední stranu kartičky implantátu značenou zeleně.



1. Jméno pacienta nebo ID pacienta. Vyplní zdravotnická instituce / poskytovatel zdravotní péče
2. Datum implantace. Vyplní zdravotnická instituce / poskytovatel zdravotní péče
3. Název/jméno a adresa zdravotnické instituce / poskytovatele zdravotní péče. Vyplní zdravotnická instituce / poskytovatel zdravotní péče



Seznam symbolů

Symbol	Vysvětlení	Symbol	Vysvětlení
	Jméno pacienta nebo ID pacienta		Výrobce
	Název/jméno a adresa zdravotnické instituce / poskytovatele zdravotní péče provádějících implantaci		Informační webová stránka pro pacienty
	Datum implantace		Číslo šarže
	Název prostředku		Kód UDI (Datamatrix)